

Arcos

5. maj 2022 - AUH

Tilbageblik

2017

- Nyhed der var på vej - Arcos – digital arkivering
- Blokke ligge ikke numerisk !!!!!

2019 februar

- Præsentation og demo
- Fra vanvittigt til en mulighed ??

Hvorfor digital arkivering ?

Øget behov for fremfinding af blokke fra arkiv

- Immunfarvninger
- Personlig medicin – molekulære analyser
- Projekter

Manuel arkivering – menneskelig fejl

- 10 % fejlarkivering

Begrænset tid – kræftpakke svartider

Begrænset ressourcer – mangler hænder

Handling – digital arkivering

2019 september

- Studietur til Rotterdam
- Se Arcos i funktion

2019 december

- Køber systemet
- Flow for digital arkivering – krav til CGI

Udstyr og forbrugsartikler

Arcos arkivsystem

(software, 1 scanner, 1 PDA, 1 computer)

2 stk. PDA med docking station

1 stk. opkobling Arcos – LIS (Patologisystemet)

2018 – 241.764 paraffinblokke

1 bakke – skuffe – 240 blokke

1 skab – 9 bakker – 2160 blokke

112 skabe – 1008 skuffer – 241.920 blokke

Arcos i drift

2020 februar

- Installation og back up (ekstern harddisk og server back up)
- Ombygning af arkiv
- Træning af superbruger
- Superbruger udarbejder vejledninger
- Superbruger oplærer det øvrige personale

11 marts 2020

- Histologi og sektioner arkiveres digitalt
- 20auh209220
- Bruger af Arcos – bioanalytikere og sekretær

Integration til Patologisystem

2022 januar

- Tester og godkender integration fra patologisystem
- Danner picking list fra Patologisystemet, så der ikke skal udskrives etiketter, der skal scannes til picking list

Ønsker til fremtiden

- Tages en blok ud af Arcos, angives i systemet, hvor blokken nu befinder sig.
- vi ønsker at denne lokalisation kan tilgå Patologisystemet, således at man ved ny picking list får at vide, at blokken ikke er i arkiv og en anden kan ønskes frem, uden at man først skal tilgå Arcos.

Fordele

- Præcis lokalisation af alle blokke
- Mindre tid på arkivering – ingen sortering
- Mindre til på fremfinding – digitalt kontra manuelt
- Pladsbesparende – ingen huller

OBS:

Kræver et godt print på kapslerne

Arcos arkiver alle blokke med print – også andres 😊