


AS410 flow nu og i fremtiden

Overbioanalytiker Nadia Tarp Nielsen




Agenda

- Odense og statistik
- Generelt flow
 - Udskæring
 - Præparering/indstøbning
 - Skæring
 - DiPa
- Arbejdet med AS410
- AS410 fremtidsperspektiver
- Spørgsmål




Statistik 2022 - 2023

	2021	2022
AS410	137.107	131.107
Alle Alm. Blokke	225.064	216.362
Procent sats	60,9%	60,5%




AS410 2023		Bemærkning
AS1	22.682	7-8 service dage
AS2	25.404	2 service dage
I alt	48.086	
Sendte blokke	50.499	Overarbejde
Mulige blokke om ugen	Ca. 70alm + SN Kontrol materiale	
Uge 1-18 sammenligning 2022 og 2023 AS410		
2022	43.555	
2023	48.086	
Stigning %	10,4 %	


Generelt Flow




Udskæring



Lister der stemmer + sendt




Korrekt net størrelse, korrekt lukning



Gode print !!!

Præparering + Indstøbning



Skæring

Manuel skæring

- Rotations-mikrotomer
- 300-400 nye blokke dagligt
- Bestillinger
- Blokke fra AS
- 15 pladser


Klargøring

- "Choppe" – 2 x Tissue-Tek Autosction.
- 2 medarbejder hele dagen
- Studerende + stud. hjælp

Opmærksomhedspunkter

- Dybt nok i vævet
- Beskidte blokke
- Sorteringsarbejde
- Evt. omstøbere
- Konstant flow

DiPa – ca. 1600 glas pr. dag



AS410 Flowmaster

1 person over hele dagen, med det fulde overblik. Blokke, lister, rengøring...

Kontinuerlig kørsel, alle arbejdslister sendt, 2-3 trays af gange. Justeret på protokoller

Planlægning af PM – Tekniker i huset til mindre nedbrud. Superbruger der selv tør



Alt kører på 1 protokol.
Alt forsøges på AS410.
Planlægning

AS410 fremtidsperspektiver

Nyt OUH

- Slut 2024 – ensretning af arbejdsgange, tættere på hinanden.
- Ønske og forventning om nr. 3 AS.
- Muligvis andre arbejdstider – forventning om stigning i produktivitet.

3. AS410

- Finansiering – 2023
- Køre SN, kontroller, projekter
- Arbejde på flere biopsier, kan patologer gå ned i krav til trin.
- Automatiseret tilskæring af blokke – ændret arbejdsgang

Akkreditering og IVD lovgivning

- Større arbejde med logning?
- Hvad skal logges – utensilier
- Delay i arbejdsflow?
- Kontrolkørsler

